

DÉCHARGEMENT DES PRESSIONS DANS LA RÉGION À HAUT RISQUE



- ▲ Pour décharger complètement la région rectale
- ▲ Zone réglable sans contact
- ▲ Positionnement stable

Le Vicair Centre Relief O2 se compose de 5 compartiments individuels, conçus pour un contour sous le chargement. Chaque compartiment est conçu pour influencer une zone spécifique du bassin, établissant un équilibre unique entre la préservation de la peau et des tissus sous-jacents au niveau des ischions, du coccyx et des trochanters, positionnant le bassin et soutenant les fémurs. La caractéristique unique est le compartiment circulaire vers l'arrière du coussin. Conçu spécialement pour le déchargement (partiel) du coccyx/ de la région rectale. Pour des besoins spécifiques, le remplissage de chacun des 5 compartiments peut être facilement ajusté, pour les personnes qui : (1) nécessitent un déchargement (partiel) de la région rectale, (2) ont des problèmes de coccyx, (3) ont des lésions localisées de pression profondes.

HOUSSES DISPONIBLES

Vicair O2 Top Cover, Comfair Cover et Incotec Cover.

PERFORMANCE DU PRODUIT

Protection de la peau/ Anti-escarres	
Répartition de la pression	▲▲▲▲▲
Réduction de la force de cisaillement	▲▲▲▲△
Contrôle du microclimat	▲▲▲▲▲
Amortissement des impacts et vibrations	▲▲▲▲▲
Positionnement	
Stabilité latérale	▲▲▲▲△
Stabilité frontale	▲▲▲▲▲
Réduction du glissement	▲▲▲△△
Permet des ajustements manuels	▲▲▲▲▲
Augmentation de l'endurance	▲▲▲▲△
Maintenance et sécurité	
Durabilité	▲▲▲▲▲
Fiabilité	▲▲▲▲▲
Fonctionnalité en cas de mauvaise utilisation	▲▲▲△△
Entretien facile	▲▲▲▲▲
Niveau d'hygiène	▲▲▲▲▲
Fonctionnalité et application	
Confort	▲▲▲▲▲
Poids ultra léger	▲▲▲▲▲
Facilite les transferts	▲▲▲△△
Tailles standard disponibles	▲▲▲▲△
Poids maximal de l'utilisateur	▲▲▲▲△

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur	10 cm
Poids moyen	750 grammes
Poids maxi de l'utilisateur	250 kg
Lavable en machine	60°C max.

TAILLES DE COUSSINS

- Standard
- Sur demande

Profondeur	Inch	Largeur											
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	CM	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60	
14	35	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
15	38	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
16	40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
17	43	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
18	45	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
19	48	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
20	50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
21	53	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
22	55	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
23	58	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
24	60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	