

VICAIR Academy Matratze 415

Aufgrund der dynamischen und stabilen Lagerung bedient die VICAIR Matratze 415 einen weiten Bereich von der Schmerztherapie über neurologische Erkrankungen bis hin zur Dekubitustherapie Grad 3. Es entstehen weder Druckspitzen noch Scherkräfte, wobei durch die Stabilität des Patienten verbessert wird. Die Reinigung für den Wiedereinsatz kann in den meisten Fällen im Hause durchgeführt werden! Die Matratze wird mit einem flüssigkeitsdichten Zwischenbezug geliefert.

- geeignet bis Dekubitus Grad 3
- individuelle Lagerungsvarianten
- 2 Jahre Garantie
- energieunabhängig
- zugelassen bis 250 kg
- auf 90 x 220 cm verlängerbar
- keine Fehlbedienung möglich
- keine medizintechnischen Wartungen nach MPG notwendig
- Reanimation und Notfalleвакуierung uneingeschränkt erlaubt



Bestellung

_____ 90 x 200 cm	2.980,-
_____ 90 x 20 cm (Verlängerung auf 220 cm)	581,-
_____ 100 x 200 cm	3.840,-

Desinfektion / Reinigung

Bei unversehrtem Zwischenbezug ist eine Sprüh-/Wischdesinfektion sowie eine Wäsche des Außenbezuges der VICAIR Matratzen ausreichend, um den Wiedereinsatz zu gewährleisten.

Sondermaße auf Anfrage möglich