

POSITIONNEMENT OPTIMAL ET SOUTIEN POUR CHAQUE UTILISATEUR INDIVIDUEL DE FAUTEUIL ROULANT MANUEL

Compartiments SmartCell pour la redistribution de la pression et le positionnement



Compartiment central pour délester la moelle épinière



Combinaison avec Vicair Strap Back facile à installer et réglable pour le positionnement et l'équilibre

PROTOCOLE DE TRAITEMENT DES ESCARRES

- ▲ Positionnement optimal grâce à une combinaison de SmartCells et Strap Back
- ▲ Délestage de la colonne vertébrale
- ▲ Façonne dynamiquement les contours du dos de l'individu

Le Vicair Anatomic Back est un support dorsal universel très confortable, qui permet un positionnement optimal et une redistribution de la pression de haute qualité. Prêt à l'emploi, il s'ajuste dynamiquement aux contours du dos de l'utilisateur mais permet également une grande variété d'ajustements individuels. Des réglages peuvent être effectués avec le client toujours appuyé contre le coussin. Le coussin léger est utilisé en combinaison avec le système Vicair Strap Back facile à installer et peut être utilisé sur des fauteuils roulants sans plaque de support dorsal. Il est extrêmement approprié pour une utilisation en cas de déformations (extrêmes) de la colonne vertébrale. L'Anatomic Back suit les contours asymétriques du corps et vous maintient en sécurité et stable.

PERFORMANCE DU PRODUIT

Protection de la peau / Anti-escarres

Répartition de la pression ▲▲▲▲▲

Réduction de la force de cisaillement ▲▲▲▲△

Contrôle du microclimat ▲▲▲△△

Amortissement des impacts et vibrations ▲▲▲▲▲

Positionnement

Stabilité latérale ▲▲▲▲△

Stabilité frontale s.o.

Réduction du glissement ▲▲▲▲△

Permet des ajustements manuels ▲▲▲▲▲

Augmentation de l'endurance ▲▲▲▲▲

Maintenance et sécurité

Durabilité ▲▲▲▲▲

Fiabilité ▲▲▲▲▲

Fonctionnalité en cas de mauvaise utilisation ▲▲▲▲△

Entretien facile ▲▲▲▲△

Niveau d'hygiène ▲▲▲△△

Fonctionnalité et application

Confort ▲▲▲▲▲

Poids ultra léger ▲▲▲▲△

Facilite les transferts ▲▲▲▲△

Tailles standard disponibles ▲▲▲▲▲

Poids maximal de l'utilisateur ▲▲▲▲△

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur 32-56 cm

Poids moyen 900 grammes

Poids maxi de l'utilisateur 150 kg

Perte de profondeur d'assise 3 cm

TAILLES DE COUSSINS

Standard

Sur demande

		Largeur				
		12	14	16	18	20
Inch		30	35	40	45	50
Longueur	12 3/4	32	32	32	32	32
	16	40	40	40	40	40
	19	48	48	48	48	48
	22 1/2	56	56	56	56	56

HOUSSES DISPONIBLES

Air Exchange Cover.